

«ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ЖИТС-тің АЛДЫН АЛУ ЖӘНЕ ОҒАН
ҚАРСЫ КҮРЕС ЖӨНІНДЕГІ ҚЫЗЫЛОРДА
ОБЛЫСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ҚЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО
СПИДОМ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ҚЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

120008, Қызылорда қаласы 3. Шүкіров көшесі, 52А
8 (7242) 23-92-33 тел/факс: 8 (7242) 23-94-54;
e-mail; korda_aids@mail.ru

120008, г. Кызылорда, ул. 3.Шукурова, 52А
8 (7242) 23-92-33, тел/факс: 8 (7242) 23-94-54
e-mail; korda_aids@mail.ru

« 13 » 01 2020 жыл/г.

№ 06-046

Директору
ТОО «Диамед»
Калымбетову А.Б.

ПРИГЛАШЕНИЕ

КГКП «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом управления здравоохранения Кызылординской области» приглашает Вас, принять участие в государственных закупках диагностических тест систем способом из одного источника в соответствии с п. 116, п.п 8 главы 11 постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» от 30 октября 2009 года №1729 по адресу г.Кызылорда, ул. Шукурова 52А.

В случае согласия Вам необходимо представить письменное согласие с приложением документов в соответствии с пунктом 117, главы 11 настоящих Правил. по адресу г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД (отдел бухгалтерского учета и государственных закупок.) до 10-00 часов 20 января 2020 года.

Приложение №1. Перечень закупаемых тест систем.

Главный врач



Амитов Т.А.

Приложение №1

№ лота	Международное непатентованное название изделий медицинского назначения	Краткая техническая спецификация, форма выпуска, дозировка*	Единица измерения	Цена, тенге	Количество	Сумма, тенге	Срок и место поставки
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов в сыворотке и плазме крови человека на 192 определении	<p>Формат теста – не менее 192 определений (стрипированный)</p> <p>Количество анализируемого образца - не более 100 мкл</p> <p>Чувствительность и специфичность набора реагентов к (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) -100%</p> <p>Время реакции, не более 2-х часов общего времени инкубации</p> <p>Стабильность приготовленного рабочего промывочного раствора в не менее 3 дней при хранении при температуре от 2 до 8 °С в герметично закупоренной емкости.</p> <p>Стабильность рабочего раствора конъюгата-1 стабилен не менее 12 ч месте при температуре от 18 до 24 °С в защищенном от света.</p> <p>Стабильность рабочего раствора конъюгата-2 стабилен не менее 12 ч при температуре от 18 до 24 °С в защищенном от света месте.</p> <p>учет результатов при основном фильтре 450 нм и референс-фильтре 620-700 нм, используя ридер. Допустим учет результатов при одной длине волны 450 нм</p> <p>Срок годности тест-системы не менее 24 месяцев</p> <p>Возможность проведения 192 (два разборных планшета) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу) использования набора или для одновременной постановки 192 (96 x 2) определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа;</p> <p>Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа</p> <p>Наличие регистрационного удостоверения РК</p>	набор	28000	105	2 940 000,00	Коммунальное государственное казенное предприятие «Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» УЗКО, г.Кызылорда, ул.Шукурова 52А. Январь-февраль 2020 год.